



الخطوات العملية لجمع البول لدى الرضع - حديثي الولادة

- 1 - كيس التجميع المعقم عبارة عن كيس بلاستيكي لتجميع البول لدى الأطفال دون سن الثانية (الرضع - حديثي الولادة). يمكن أن يلتصق بالجلد بفضل نظام لاصق عند فتحه. يجب فتح كيس التجميع هذا فقط في وقت التجميع وليس قبل ذلك .
- 2 - الغسل اليدوي لمرافق الطفل ضروري قبل التعامل مع كيس التجميع المعقم
- 3 - اغسل الأعضاء التناسلية الخارجية والمنطقة المحيطة بالكامل بمحلول داكين (محلول مطهر) أو، إذا لم يحدث ذلك، بالماء الصابون يتم الغسيل من الأمام إلى الخلف
- 4 - بما أن الجلد جاف، قم بتوصيل كيس التجميع باللاصق مع الحرص على عدم لمس الجزء الداخلي من الفتحة
- 5 - يجب عدم ترك كيس التجميع لأكثر من 30 دقيقة. بعد هذا الوقت، يجب استبداله بكيس آخر بعد أن يتم إعادة العناية بنظافة الطفل كما ومذكور أعلاه
- 6 - أغلق الحقيبة التي تحتوي على البول بمجرد أخذ العينة، وأعط موظفي المختبر بسرعة.